

## 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

| 品名                         | 微量离心管, 0.6ml, 锥形底 |                           |         | 产品货号 | GC01-0006  |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------|------|------------|
| 包装规格                       | 1000 个/袋, 10 袋/箱  |                           |         | 生产批号 | 220627033  |
| 生产日期                       | 2022.06.27        | 有效期至                      | 2026.06 | 检验日期 | 2022.06.28 |
| 检验依据                       | 检验标准指导书 SIP       | 检验部门                      | 质控部     | 报告日期 | 2022.06.28 |
| 序号                         | 检验项目              | 标准规定                      |         |      | 检验结果       |
| 1                          | 外观                | 黑点、气泡、拉痕等                 |         |      | 符合规定       |
| 2                          | 尺寸                | 符合图纸规格                    |         |      | 符合规定       |
| 3                          | 印刷                | 印刷内容正确、清晰, 无缺墨、重影         |         |      | 符合规定       |
|                            |                   | 印刷牢固, 3M 胶带粘贴 3 次无脱墨      |         |      | 符合规定       |
| 4                          | 亲水性               | TC 处理后, 测量接触角             |         |      | N/A        |
| 5                          | 离心力               | 符合 SIP 规定离心力值             |         |      | 符合规定       |
| 6                          | 密封性测试             | 抽真空-30kpa~-29kpa, 3 分钟不渗漏 |         |      | 符合规定       |
| 7                          | 包装                | 包材、数量正确, 包装完好             |         |      | 符合规定       |
| 8                          | 灭菌                | 辐照标签呈红色, 有《辐照证明》          |         |      | N/A        |
| 9                          | 内毒素检测             | 《细菌内毒素检验规范》               |         |      | 符合规定       |
| 10                         | Rnase 检测          | 《核酸酶检验规范》                 |         |      | 符合规定       |
| 11                         | Dnase 检测          | 《核酸酶检验规范》                 |         |      | 符合规定       |
|                            |                   |                           |         |      |            |
|                            |                   |                           |         |      |            |
| 结论                         |                   | 合格                        |         |      |            |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |                   | 检验: 王欣新<br>日期: 2022.06.28 |         | 确认:  | 张相平        |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |                   |                           |         | 日期:  | 2022.06.28 |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |                   |                           |         | 日期:  | 2022.06.28 |
| http://www.genever-bio.com |                   |                           |         |      |            |