

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

品名	试剂槽, 50ml, 白色, 独立包装, 无菌			产品货号	GP02-2001
包装规格	1个/袋, 100袋/箱			生产批号	220827013
生产日期	2022.08.27	有效期至	2025.08	检验日期	2022.08.28
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022.08.28
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		光洁、平整			符合规定
		槽口不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
		无杂质、气泡等满足检验标准			符合规定
		无油污、脏污, 无头发等杂物附着			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	容量	50ml ± 1			符合规定
4	机理环境	无菌, 无酶, 无热原			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				检验:	王欣新
咨询热线: (+86) 400-996-8872				确认:	张相平
固定电话: (+86) 0523-86266686				日期:	2022.08.28
http://www.genever-bio.com				日期:	2022.08.28