

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

品名	广口试剂瓶, 500ml, 透明, HDPE, 无菌	产品货号	GE02-0500S		
包装规格	12 个/袋, 10 袋/箱	生产批号	20221119		
生产日期	2022. 11. 19	有效期至	2025. 11	检验日期	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	
				2022. 11. 20	
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	黑点 \leq 0.2mm ² , 同侧面黑点 \leq 2 个		符合规定	
		无油污, 无异色		符合规定	
		无裂痕/拉伤, 无划伤		符合规定	
		无色差、无气泡/穿孔		符合规定	
		无缩水/变形, 无缺料		符合规定	
		浇口/毛刺 \leq 0.3mm。		符合规定	
2	尺寸	符合图纸规格		符合规定	
3	密封试验	抽空-70kpa~-90Kpa, 3 分钟不渗漏		符合规定	
4	包装规格	包材、数量正确, 包装完好		符合规定	
5	RNase 实验	《RNase 污染检测规范书》		符合规定	
6	DNase 实验	《DNase 污染检测规范书》		符合规定	
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				检验:	王欣新
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2022. 11. 20	日期:	2022. 11. 20
http://www.genever-bio.com					