

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

品名	广口试剂瓶, 500ml, 透明, PP, 无菌			产品货号	GE01-0500S
包装规格	12 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	20230131
生产日期	2023.01.30	有效期至	2028.01	检验日期	2023.01.31
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.01.31
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	黑点 $\leq$ 0.2mm, 同侧面黑点 $\leq$ 2 个			符合规定
		无油污, 无异色			符合规定
		无裂痕/拉伤, 无划伤			符合规定
		无色差, 无气泡/穿孔			符合规定
		无缩水/变形, 无缺料			符合规定
		浇口/毛刺 $\leq$ 0.3mm			符合规定
2	尺寸	符合图纸规格			符合规定
3	印刷	印刷内容正确清晰, 无缺墨、重影			NA
4	密封试验	抽空-30Kpa $\sim$ -90Kpa, 5 分钟不渗漏			符合规定
5	热原实验	应无热原			符合规定
6	RNase 实验	应无 RNA 酶			符合规定
7	DNase 实验	应无 DNA 酶			符合规定
8	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
9	灭菌	EO 灭菌			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验:	刘宇	确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2023.01.31	日期:	2023.01.31
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					