

## 建诺为生物技术(江苏)有限公司

## 产品质量检验报告

品名	深孔板, 96 孔, 方孔锥底, 1.2ml, 低吸附	产品货号	GE-12A-96-T		
包装规格	10 个/袋, 10 袋/箱	生产批号	231024001		
生产日期	2023. 10. 24	有效期至	2026. 10	检验日期	2023. 10. 25
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 10. 25
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	产品注塑成型无缺陷、结构完整、无变形			符合规定
		产品表面没有气泡、黑点、脏污等			符合规定
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定
		产品圆头上没有缺口			符合规定
		产品上没有破孔			符合规定
		产品无明显色差			符合规定
2	尺寸标准 (mm)	127.1±0.3			127.10~127.13
		85.2±0.3			84.98~85.02
		41±0.2			41.09~41.07
3	DNase/Rnase	产品无 DNase/Rnase 酶			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				检验:	王欣新
固定电话: (+86) 0523-86266686				日期:	2023. 10. 25
http://www.genever-bio.com				日期:	2023. 10. 25