

成品检验报告书

产品批号: 23072901

品名	三角细胞摇瓶	生产批号	23072901
产品货号	GF02-0125	生产日期	2023.07.29
包装规格	1个/袋, 24袋/箱	有效期至	2026-6
请验部门	质量部	检验日期	2023.07.29
检验依据	检验标准指导书SIP	报告日期	2023.07.29
检验项目	标准规定	检验结果	
外观	无黑点、气泡、飞边、划痕等	符合规定	
尺寸	符合图纸规定	符合规定	
密封性	无渗漏	符合规定	
包装	包装完好	符合规定	
灭菌	辐照指示贴呈红色	符合规定	
细菌内毒素	不大于0.1EU/mL	符合规定	
体外细胞毒素	应符合0级要求	符合规定	
DNA酶检测	无DNA酶	符合规定	
RNA酶检测	无RNA酶	符合规定	
细胞培养	细胞状态良好, 形态良好	符合规定	
结论: 合格			
检验人: 刘远	复核人: 梅茜茜	负责人: 张相平	2023.07.29