

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

品名	离心管, 15ml, 锥形底, 袋装, 无菌	产品货号	GC01-0150		
包装规格	25 个/袋, 20 袋/箱	生产批号	231206002		
生产日期	2023. 12. 06	有效期至	2026. 12	检验日期	2023. 12. 07
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 12. 07
序号	检验项目	标准规定	检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定		
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡	符合规定		
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺	符合规定		
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象	符合规定		
		无变形	符合规定		
3	亲水性	TC 处理后, 测量接触角	N/A		
4	包装	包材、数量正确, 包装完好	符合规定		
5	灭菌	辐照标签呈红色, 有《辐照证明》	符合规定		
6	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合规定		
7	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》	符合规定		
8	Rnase 检测	《核酸酶检验规范》	符合规定		
9	Dnase 检测	《核酸酶检验规范》	符合规定		
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		质控专用章 检验: 王欣新	确认:	张相平	
咨询热线: (+86) 400-996-8872			日期:	2023. 12. 07	
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023. 12. 07		
http://www.genever-bio.com					