

## 建诺为生物技术(江苏)有限公司

## 产品质量检验报告

品名	深孔板, 96 孔, 圆孔圆底, 1.2ml, 低吸附, 无盖	产品货号	GE-1.2-RD-96L		
包装规格	5 个/袋, 10 袋/箱	生产批号	240119001		
生产日期	2024.01.19	有效期至	2027.01	检验日期	2024.01.19
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.01.19
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	产品注塑成型无缺陷、结构完整、无变形			符合规定
		产品表面没有气泡、黑点、脏污等			符合规定
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定
		产品圆头上没有缺口			符合规定
		产品上没有破孔			符合规定
		产品无明显色差			符合规定
2	尺寸标准 (mm)	127.70±0.2			127.65-127.77
		平面度≤0.15			0.11-0.16
		85.30±0.2			85.25-85.35
		31.25±0.10			31.26-31.38
3	DNase/Rnase	产品无 DNase/Rnase 酶			符合规定
4	负压侧漏	不允许有渗漏			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验: 王欣新		确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2024.01.19
固定电话: (+86) 0523-86266686		质检专用章		日期:	2024.01.19
http://www.genever-bio.com				日期:	2024.01.19