

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	试剂槽, 25ml, 白色, 独立包装, 无菌			产品货号	GP02-2002		
包装规格	1个/袋, 130袋/箱			生产批号	231023002		
生产日期	2023.10.23	有效期至	2026.10	检验日期	2023.10.24		
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.10.24		
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定		
		光洁、平整			符合规定		
		槽口不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定		
		无杂质、气泡等满足检验标准			符合规定		
		无油污、脏污, 无头发等杂物附着			符合规定		
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定		
		无变形			符合规定		
3	容量	25ml ± 1			符合规定		
4	机理环境	无菌, 无酶, 无热原			符合规定		
结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				检验:	王欣新	确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2023.10.24	日期:	2023.10.24
固定电话: (+86) 0523-86266686							
http://www.genever-bio.com							