

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	PCR96 孔板, 0.1ml, 透明, 全裙边			产品货号	PCR-01F-96
包装规格	1000 支/袋, 10 袋/箱			生产批号	231123002
生产日期	2023. 11. 23	有效期至	2026. 11	检验日期	2023. 11. 24
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 11. 24
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷。			符合规定
2	壁厚	壁厚标准规格: 0.180~0.360mm。			符合规定
3	蒸发率	PCR 板 \leq 10%。			符合规定
4	离心	无漏液。			符合规定
5	低温冷藏离心	无漏液。			符合规定
6	负压	PCR 板在测漏仪-90kPa 压力下平衡保持 5 秒, 压力变化范围不超过 80Pa。			符合规定
7	包装	包材、数量正确, 包装完好。			符合规定
8	内毒素	内毒素 \leq 0.05EU/mL。			符合规定
9	核酸酶检验	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带;			符合规定
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾;			符合规定
		待检样品: 条带清晰可见、无拖尾。			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		质检专用章 王欣新		确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2023. 11. 24
固定电话: (+86) 0523-86266686				日期:	2023. 11. 24
http://www.genever-bio.com					