

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

品名	PCR 管, 0.2ml, 透明, 平盖			产品货号	PCR-02-F	
包装规格	1000 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	231225004	
生产日期	2023. 12. 25	有效期至	2026. 12	检验日期	2023. 12. 26	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 12. 26	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷。			符合规定	
2	壁厚	壁厚标准规格：0.200~0.400mm。			符合规定	
3	蒸发率	蒸发损失 \leq 2.0%。			符合规定	
4	拉力	拉力测试的规格为 0.5-1.8kgf。			符合规定	
5	密封性测试	无泄漏。			符合规定	
6	包装	包材、数量正确，包装完好。			符合规定	
7	内毒素	内毒素 \leq 0.05EU/mL。			符合规定	
8	核酸酶检验	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带。			符合规定	
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾。			符合规定	
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾。			符合规定	
结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		建诺为生物技术（江苏）有限公司 质控部 检验：王欣新		确认：	张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872				日期：	2023. 12. 26	
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2023. 12. 26	日期：	2023. 12. 26
http://www.genever-bio.com						