

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

品名	蓝色吸头, 1000u1, 加长, 袋装			产品货号	GT01-1000B		
包装规格	1000 支/袋, 10 袋/箱			生产批号	010075230501		
生产日期	2023.06.06	有效期至	2026.06	检验日期	2023.06.07		
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.06.07		
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、无明显色差			符合规定		
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定		
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定		
2	尺寸	符合图纸规格			符合规定		
3	密封性	与合格的移液设备配套使用, 密封好, 无漏液			符合规定		
4	无酶	应不含 DNA 酶、RNA 酶			符合规定		
5	无菌	经无菌处理, 应无菌			N/A		
6	无热源	应无热源			符合规定		
7	适配性	与合格的移液设备配套使用, 应有良好的适配性			符合规定		
8	容量	与合格的移液设备配套使用后, 吸取吸头相应容量的纯化水			符合规定		
9	精准度	与合格的移液设备配套使用后, 吸取吸头相应规格最大体积纯化水, 液面不得触及移液设备移液			符合规定		
10	同心度	规格 1000u1 吸头合格要求为: 同心度 < 2.0mm			符合规定		
结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				检验:	王欣新	确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2023.06.07	日期:	2023.06.07
固定电话: (+86) 0523-86266686							
http://www.genever-bio.com							