

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	巴氏吸管, 3ml, 独立包装, 无菌			产品货号	GP02-1003
包装规格	100 支/袋, 5 袋/箱			生产批号	221106001
生产日期	2022. 11. 01	有效期至	2027. 10	检验日期	2022. 11. 03
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022. 11. 04
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	无菌保证等级 (SAL)	$10^{-4}$			符合规定
4	容量	$3\text{ml} \pm 0.1$			符合规定
结论		合格 质检专用章			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2022. 11. 04	日期:	2022. 11. 04
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					