

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	深孔板, 96 孔, 方孔锥底, 2.2ml, 无盖, 无菌			产品货号	GE-2.2-SQV-96-S	
包装规格	5 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	2311002	
生产日期	2023.11.01	有效期至	2026.10	检验日期	2023.11.02	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.11.03	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	产品注塑成型无缺陷、结构完整、无变形			符合规定	
		产品表面没有气泡、黑点、脏污等			符合规定	
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定	
		产品圆头上没有缺口			符合规定	
		产品上没有破孔			符合规定	
		产品无明显色差			符合规定	
2	尺寸标准 (mm)	127.10 +/-0.3			127.10~127.13	
		平面度≤0.15			0.11~0.14	
		85.20 +/-0.3			84.98~85.02	
		41.0 +/-0.2			41.09~41.07	
3	DNase/Rnase	应无 DNase/Rnase 酶			符合规定	
4	负压侧漏	不允许有渗漏			符合规定	
结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王欣新		确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872						
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023.11.03		日期:	2023.11.03
http://www.genever-bio.com						