

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	深孔板, 96 孔, 方孔圆底, 2.2ml, 无盖, 无菌			产品货号	GE-2.2-SQ-96-S	
包装规格	5 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	240423001	
生产日期	2024.04.23	有效期至	2027.04.22	检验日期	2024.04.24	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.04.25	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形			符合规定	
		产品表面无气泡、黑点、脏污等			符合规定	
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定	
		产品无缺口、破孔、明显色差等			符合规定	
2	尺寸标准 (mm)	127.10±0.3			127.10~127.13	
		平面度≤0.15			0.11~0.14	
		85.20±0.3			84.98~85.02	
		41.00±0.2			41.09~41.07	
3	DNase/Rnase	经检测应无 DNase/Rnase 酶			符合规定	
4	负压侧漏	不允许有渗漏			符合规定	
检验结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872					日期:	2024.04.25
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						