

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	血清移液管, 25ml, 红色标记, 独立包装, 无菌	产品货号	GP03-0025		
包装规格	25 支/袋, 8 袋/箱	生产批号	12524087		
生产日期	2024.08.28	有效期至	2027.08.27	检验日期	2024.08.29
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.08.29
序号	检验项目	标准规定	检验结果		
1	材料	原材料应为医用级聚苯乙烯	符合规定		
2	外观缺陷	表面和内层不得有影响计量读书、使用效果等缺陷	符合规定		
3	流出时间	最快 0.5s, 最慢 8.0s	符合规定		
4	等待时间	如规定等待时间, 则移液管的弯液面在流液口停止后, 等到移液管尖端从接收容器移走前所用的时间	符合规定		
5	容量允差	最小分度 0.2ml, 容量允差 $\leq \pm 0.5\text{ml}$	符合规定		
6	无菌试验	细菌培养结果应为阴性	符合规定		
7	热原检查	细菌内毒素限值 (L) $\leq 0.5 \text{ EU/ml}$	符合规定		
检验结论					
合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人: 王军	确认人: 汤磊		
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期: 2024.08.29	日期: 2024.08.29		
http://www.genever-bio.com					