

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	深孔板, 96 孔, 圆孔圆底, 1.2ml, 低吸附, 无盖			产品货号	GE-1.2-RD-96L	
包装规格	5 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	240903003	
生产日期	2024.09.03	有效期至	2029.09.02	检验日期	2024.09.04	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.09.05	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	产品注塑成型无缺陷、结构完整、无变形			符合规定	
		产品表面没有气泡、黑点、脏污等			符合规定	
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定	
		产品上没有缺口			符合规定	
		产品上没有破孔			符合规定	
		产品无明显色差			符合规定	
2	尺寸标准 (mm)	127.70±0.2			127.65-127.77	
		平面度≤0.15			0.11-0.14	
		85.30±0.2			85.25-85.35	
		31.25±0.10			31.20-31.28	
3	DNase/Rnase	经检测应无 DNase/Rnase 酶			符合规定	
4	负压侧漏	不允许有渗漏			符合规定	
检验结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王军	确认人:	汤磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872					日期:	2024.09.05
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						