

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

| 产品名称 | 离心管, 50ml, 锥形底, 袋装, 无菌 | | | 产品货号 | GC01-0500 |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|------|------------|
| 包装规格 | 25 个/袋, 20 袋/箱 | | | 生产批号 | 240509002 |
| 生产日期 | 2024.05.09 | 有效期至 | 2027.05.08 | 检验日期 | 2024.05.10 |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2024.05.10 |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | | | 检验结果 |
| 1 | 外观 | 色泽均匀一致、透明、无明显色差 | | | 符合规定 |
| | | 表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡 | | | 符合规定 |
| | | 管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺 | | | 符合规定 |
| 2 | 结构 | 不可有缺料、多料、断裂等现象 | | | 符合规定 |
| | | 无变形 | | | 符合规定 |
| 3 | 亲水性 | TC 处理后, 测量接触角 | | | N/A |
| 4 | 包装 | 包材、数量正确, 包装完好 | | | 符合规定 |
| 5 | 灭菌 | 辐照标签呈红色, 有《辐照证明》 | | | 符合规定 |
| 6 | 内毒素检测 | 《细菌内毒素检验规范》 | | | 符合规定 |
| 7 | 细胞培养检测 | 《细胞培养类产品性能检验规范》 | | | 符合规定 |
| 8 | Rnase 检测 | 《核酸酶检验规范》 | | | 符合规定 |
| 9 | Dnase 检测 | 《核酸酶检验规范》 | | | 符合规定 |
| 检验结论 | | 合格 | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | | 检验人: | 质检专用章 王军 | 确认人: | 汤磊 |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872 | | | | | |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686 | | 日期: | 2024.05.10 | 日期: | 2024.05.10 |
| http://www.genever-bio.com | | | | | |