

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	微量离心管, 5.0ml, 圆底, 连盖			产品货号	GC01-0050
包装规格	200 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	240920013
生产日期	2024.09.20	有效期至	2029.09.19	检验日期	2024.09.21
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.09.22
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	表面应无黑点、气泡、拉痕等			符合要求
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合要求
3	印刷	印刷内容正确、清晰, 无缺墨、重影等			符合要求
		印刷牢固, 3M 胶带粘贴 3 次无脱墨现象			符合要求
4	亲水性	TC 处理后, 测量接触角			N/A
5	离心力	应符合 SIP 规定离心力值			符合要求
6	密封性测试	抽真空 -30kpa ~ -29kpa, 3 分钟不渗漏			符合要求
7	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合要求
8	灭菌	辐照标签呈红色, 有《辐照证明》			符合要求
9	细菌内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合要求
10	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》			N/A
11	DNase 检测	《核酸酶检验规范》			符合要求
12	RNase 检测	《核酸酶检验规范》			符合要求
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2024.09.22	日期:	2024.09.22
http://www.genever-bio.com					