

建诺为生物技术(江苏)有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	PCR96 孔板, 0.2ml, 透明, 半裙边			产品货号	PCR-02S-96
包装规格	10 个/袋, 5 袋/箱			生产批号	221225003
生产日期	2022. 12. 21	有效期至	2026. 12. 20	检验日期	2022. 12. 22
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022. 12. 23
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	注塑卡尺寸	管壁厚度: 0.266mm±0.01			符合规定
4	重量	部件重量: 1.00276			符合规定
		起始重量: 1.39439			符合规定
		最终重量: 1.39105			符合规定
5	蒸发率	0.8554%			符合规定
6	菌落	经检测应为无菌, 应为阴性			符合规定
7	细菌内毒素	细菌内毒素含量检测标准: <0.125 EU/ml			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2022. 12. 23	日期:	2022. 12. 23
http://www.genever-bio.com					