

建诺为生物技术(江苏)有限公司 产品质量检验报告

产品名称	样品管, 2.0ml, 可立, 带瓶盖, 绿盖			产品货号	GY01-0020-G		
包装规格	100支/袋, 10袋/箱			生产批号	240930025		
生产日期	2024.09.30		有效期至	2029.09.29		检验日期	2024.10.08
检验依据	检验标准指导书 SIP		检验部门	质控部		报告日期	2024.10.09
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷				符合规定	
2	配合性能	管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭				符合规定	
		垫圈与管盖、管体配合良好				符合规定	
3	泄漏测试	加入液体(水)倒置静置1小时, 无漏液				符合规定	
4	密封性能	-0.06Mpa 状态下10min, 无漏液变形				符合规定	
5	离心测试	14000Rcf, 离心20min, 不可有开裂、损坏、泄露等				符合规定	
6	冷冻性能	经-20℃, 24小时测试后, 不可有开裂、损坏、泄露等				符合规定	
7	包装	包材、数量正确, 包装完好				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房A栋		检验人:		汤磊		确认人:	
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:		2024.10.09		日期:	
固定电话: (+86) 0523-86266686							
http://www.genever-bio.com							

