

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

| 产品名称                       | 窄口试剂瓶, 60ml, 透明, PP |   |            | 产品货号 | GE03-0060  |            |
|----------------------------|---------------------|---|------------|------|------------|------------|
| 包装规格                       | 100 个/袋, 10 袋/箱     |   |            | 生产批号 | 20240915   |            |
| 生产日期                       | 2024.09.15          | 有效期至  | 2029.09.14 | 检验日期 | 2024.09.16 |            |
| 检验依据                       | 检验标准指导书 SIP         | 检验部门  | 质控部        | 报告日期 | 2024.09.17 |            |
| 序号                         | 检验项目                | 标准规定  |            |      | 检验结果       |            |
| 1                          | 外观                  | 黑点 $\leq 0.2\text{mm}$ , 同侧面黑点 $\leq 2$ 个       |            |      | 符合规定       |            |
|                            |                     | 无油污、无异色   |            |      | 符合规定       |            |
|                            |                     | 无裂痕/拉伤、无划伤                                      |            |      | 符合规定       |            |
|                            |                     | 无色差、无气泡/穿孔                                      |            |      | 符合规定       |            |
|                            |                     | 无缩水/变形、无缺料                                      |            |      | 符合规定       |            |
|                            |                     | 浇口/毛刺 $\leq 0.3\text{mm}$                       |            |      | 符合规定       |            |
| 2                          | 尺寸                  | 应符合图纸中规格  |            |      | 符合规定       |            |
| 3                          | 密封试验                | 抽空 $-70\text{kpa} \sim -90\text{Kpa}$ , 3 分钟不渗漏 |            |      | 符合规定       |            |
| 4                          | 包装规格                | 包材、数量正确, 包装完好                                   |            |      | 符合规定       |            |
| 检验结论                       |                     | 合格  |            |      |            |            |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |                     | 检验人:  | 王军         | 确认人: | 汤磊         |            |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |                     |   |            |      | 日期:        | 2024.09.17 |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |                     |   |            |      |            |            |
| http://www.genever-bio.com |                     |   |            |      |            |            |