

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

| 产品名称 | 样品管, 2.0ml, 可立, 带瓶盖, 红盖 | 产品货号 | GY01-0020-R | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|------|------------|
| 包装规格 | 100支/袋, 10袋/箱 | 生产批号 | 240930024 | | |
| 生产日期 | 2024.09.30 | 有效期至 | 2029.09.29 | 检验日期 | 2024.10.08 |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2024.10.09 |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 | | |
| 1 | 外观 | 表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷 | 符合规定 | | |
| 2 | 配合性能 | 管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭 | 符合规定 | | |
| | | 垫圈与管盖、管体配合良好 | 符合规定 | | |
| 3 | 泄漏测试 | 加入液体（水）倒置静置1小时, 无漏液 | 符合规定 | | |
| 4 | 密封性能 | -0.06Mpa 状态下10min, 无漏液变形 | 符合规定 | | |
| 5 | 离心测试 | 14000Rcf, 离心20min, 不可有开裂、损坏、泄露等 | 符合规定 | | |
| 6 | 冷冻性能 | 经-20℃, 24小时测试后, 不可有开裂、损坏、泄露等 | 符合规定 | | |
| 7 | 包装 | 包材、数量正确, 包装完好 | 符合规定 | | |
| 检验结论 | | 合格 | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房A栋 | | 检验人: | 王军 | 确认人: | 汤磊 |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872 | | | | | |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686 | | 日期: | 2024.10.09 | 日期: | 2024.10.09 |
| http://www.genever-bio.com | | | | | |