

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		深孔板，96 孔，方孔锥底，2.2ml，无盖，无菌		产品货号		GE-2.2-SQV-96-S			
包装规格		5 个/袋，10 袋/箱		生产批号		241018003			
生产日期		2024. 10. 18	有效期至	2027. 10. 17	检验日期	2024. 10. 21			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 11. 05			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形				符合规定			
		产品表面无气泡、黑点、脏污等				符合规定			
		产品上毛边小于 0.1mm				符合规定			
		产品无缺口、破孔、明显色差等				符合规定			
2	尺寸标准（mm）	127.10±0.3				127.10～127.13			
		平面度≤0.15				0.11～0.14			
		85.20±0.3				84.98～85.02			
		41.00±0.2				41.09～41.07			
3	负压侧漏	不允许有渗漏				符合规定			
4	无菌	经检测应为无菌				符合规定			
5	DNA 酶/RNA 酶	经检测应无 DNA 酶/RNA 酶				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 11. 05		日期：		2024. 11. 05	
http://www.genever-bio.com									