

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	深孔板, 96 孔, 方孔锥底, 1.2ml, 低吸附			产品货号	GE-12A-96-T
包装规格	10 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	202403003
生产日期	2024.03.28	有效期至	2027.03.27	检验日期	2024.04.13
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.04.14
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	产品注塑成型无缺陷、结构完整、无变形			符合规定
		产品表面没有气泡、黑点、脏污等			符合规定
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定
		产品上没有缺口			符合规定
		产品上没有破孔			符合规定
		产品无明显色差			符合规定
2	尺寸标准 (mm)	127.1+/-0.3			127.10~127.13
		85.2+/-0.3			84.98~85.02
		41+/-0.2			41.09~41.07
3	DNase/Rnase	产品经检测应无 DNase/Rnase 酶			符合规定
检验结论					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2024.04.14	日期:	2024.04.14
http://www.genever-bio.com					

