

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		微量离心管，2.0ml，锥形底		产品货号		GC01-0020			
包装规格		500 个/袋，10 袋/箱		生产批号		221022028			
生产日期		2022. 10. 22	有效期至	2025. 10. 21	检验日期	2022. 10. 24			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022. 11. 08			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	无黑点、气泡、拉痕等				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
3	印刷	印刷内容正确、清晰，无缺墨、重影				符合规定			
		印刷牢固，3M 胶带粘贴 3 次无脱墨				符合规定			
4	亲水性	TC 处理后，测量接触角				N/A			
5	离心力	符合 SIP 规定离心力值				符合规定			
6	密封性测试	抽真空-30kpa~-29kpa, 3 分钟不渗漏				符合规定			
7	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定			
8	灭菌	辐照标签呈红色，有《辐照证明》				N/A			
9	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》				符合规定			
10	Rnase 检测	《核酸酶检验规范》				符合规定			
11	Dnase 检测	《核酸酶检验规范》				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王欣新		确认人：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2022. 11. 08		日期：		2022. 11. 08	
http://www.genever-bio.com									