

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

产品名称	三角细胞摇瓶, 3000ml, 透气盖, PC, 无菌			产品货号	GF01-3000
包装规格	1个/袋, 4袋/箱			生产批号	250125001
生产日期	2025.01.25	有效期至	2028.01.24	检验日期	2025.01.27
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.02.11
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		无黑点、料花、杂料、手印、飞边等			符合规定
		不变形			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
3	密封性	负压 50Kpa, 保压 3min, 无渗漏			符合规定
4	细胞培养	细胞状态良好, 形态良好			符合规定
5	无菌	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定
6	细菌内毒素	细菌内毒素含量检测标准: ≤ 0.1 EU/mL			符合规定
7	核酸酶	产品经检测应不含 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2025.02.11	日期:	2025.02.11
http://www.genever-bio.com					