

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		三角细胞摇瓶，250ml，密封盖，PC，无菌		产品货号		GF01-0250M			
包装规格		1 个/袋，12 袋/箱		生产批号		250125002			
生产日期		2025. 01. 25	有效期至	2028. 01. 24	检验日期	2025. 01. 27			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 02. 11			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定			
		无黑点、料花、杂料、手印、飞边等				符合规定			
		不变形				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
3	密封性	负压 50Kpa，保压 3min，无渗漏				符合规定			
4	细胞培养	细胞状态良好，形态良好				符合规定			
5	无菌	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定			
6	细菌内毒素	细菌内毒素含量检测标准：≤0.1EU/mL				符合规定			
7	核酸酶	产品经检测应不含 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王军		确认人：		汤磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2025. 02. 11		日期：		2025. 02. 11	
http://www.genever-bio.com									