

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	NC 膜, 0.22um, 100*100mm		产品货号	GA06-N2211		
包装规格	25 片/盒		生产批号	320118218		
生产日期	2025. 02. 25	有效期至	2028. 02. 24	检验日期	2025. 02. 26	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 02. 27	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	膜材质	NC			符合规定	
2	孔径 (um)	0.22			符合规定	
3	尺寸 (mm)	100*100			符合规定	
4	润湿性	亲水			符合规定	
5	厚度 (um)	110-120			符合规定	
6	BSA 蛋白吸附 (ug/cm ²)	≥160			符合规定	
检验结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:			确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					日期:	2025. 02. 27
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						